



PLACA LOC DE TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA LOC DE TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL 3.5 MM



Nombre producto: PLACA LOC DE TIBIA DISTAL ANTERO LATERAL 3.5 mm

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas distales de Tibia extra e intrarticulares.

Otras Indicaciones: Correcciones en deformidades del la tibia distal, paciente osteopénico .

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en bajo perfil en L invertida con cuatro tornillos en la superficie articular, paralelos. Puede utilizar tornillos corticales de 3.5 mm, bloqueados de 3.5 mm y esponjosos de 4.0mm. Piene derechas e izquierdas, con orificios combinados.

**PLACA LOC DE TIBIA
DISTAL ANTERO
LATERAL 3.5 mm**

10737

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
5	81 mm
7	107 mm
9	133 mm
11	159 mm
13	185 mm

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC DE TIBIA DISTAL ANTERO
LATERAL 3.5 MM



CliniServices

www.paginacliniervices.com

