



PLACA DE PERONÉ DISTAL 3.5MM



FICHA TÉCNICA

PLACA DE PERONÉ DISTAL 3.5MM



Nombre producto: PLACA DE PERONÉ DISTAL 3.5mm.

Marca: WASTON

Material: Acero.

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Fracturas de peroné distal.

Otras Indicaciones: Ninguna.

Contraindicaciones: Osteoporosis, uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con orificios de compresión dinámica con diseño anatómico de bajo perfil para peroné distal que permite el uso de hasta 4 tornillos en la epífisis. Se utiliza con tornillos corticales de 3.5mm y esponjosos de 4.0mm

PLACA DE PERONÉ DISTAL 3.5mm

10237

LATERALIDAD	NUMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE PLACA
DERECHA IZQUIERDA	2	51 mm
DERECHA IZQUIERDA	4	73 mm
DERECHA IZQUIERDA	6	94 mm
DERECHA IZQUIERDA	8	115 mm

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA DE PERONÉ DISTAL 3.5MM



CliniServices

www.paginacliniervices.com

