



## PLACA LOC EN T 4.5 MM ANATÓMICA



# FICHA TÉCNICA

## PLACA LOC EN T 4.5 MM ANATÓMICA



**Nombre producto:** PLACA LOC EN T 4.5 mm ANATOMICA.

**Marca:** WASTON

**Material:** Acero y Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Fracturas de tibia proximal.

**Otras Indicaciones:** Fracturas proximales de tibia extendidas a la región metafisodiafisaria.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en T y bajo perfil. Puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm, bloqueados de 5,0 mm y esponjosos de 6.5 mm.

### PLACA LOC EN T 4.5 mm ANATÓMICA

10726

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
3	68 mm
4	84 mm
5	100 mm
6	116 mm
7	132 mm
8	148 mm

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC EN T 4.5 MM ANATÓMICA



## CliniServices

[www.paginaclini.services.com](http://www.paginaclini.services.com)

