



PLACA DE MULLER WEISS



FICHA TÉCNICA

PLACA DE OSTEOTOMÍA METATARSAL

Nombre producto: PLACA DE MULLER WEISS

Marca: WASTON

Material: Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para artrodesis talonavicular-cuniforme.

Otras Indicaciones: Fusión y fracturas talonavicular-cuniforme.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: El sistema de fusión de la superficie multi-articular facilita la reconstrucción anatómica de los arcos del pie. Su diseño anatómico es ideal para la reducción, no es necesario pre doblar la placa antes del procedimiento quirúrgico. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie. El grosor de la placa es de 1.5 mm, con orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 2.7 mm y 3.0 mm.



PLACA DE MULLER WEISS

REFERENCIA

LATERALIDAD

10810-011

IZQ.

10810-111

DER.