



# PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA 3.5 MM



**Nombre producto:** PLACA DE RECONSTRUCCION CURVA 3.5 MM

**Marca:** WASTON

**Material:** Acero y Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas pelvis y hueso ilíaco.

**Otras Indicaciones:** Acetábulo.

**Contraindicaciones:** No utilizar en pacientes osteopénicos ni en pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa con orificios de compresión dinámica con mayor rango de angulación de los tornillos. Con un perfil bajo y espacio entre orificios que permiten mayor doblez de la placa para adaptarse a diferentes anatomías, con una curva adicional que permite una mejor función en zona pélvica. Puede utilizar tornillos corticales de 3.5mm y esponjoso de 4.0 mm.

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA 3.5mm				
10208				
REFERENCIA		PESOR	ORIFICIOS	LONG.
TITANIO	ACERO	(MM)		(MM)
10208-206	20208-206	3	6	73
10208-208	20208-208	3	8	94
10208-210	20208-210	3	10	116
10208-212	20208-212	3	12	135
10208-214	20208-214	3	14	153
10208-216	20208-216	3	16	170
10208-218	20208-218	3	18	192

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN CURVA 3.5 MM



## CliniServices

[www.paginacliniervices.com](http://www.paginacliniervices.com)

