



PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL POSTERIOR AV 3.5 mm



FICHA TÉCNICA

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL POSTERIOR AV 3.5 mm



Nombre producto: PLACA LOC DE TIBIA
PROXIMAL POSTERIOR 3.5 mm

Marca: Waston

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas de platillo medial posterior.

Otras Indicaciones: Paciente osteopénico con fracturas de tibia proximal posterior.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con tres orificios para bloqueo proximal de 3.5 mm y un orificio de compresión dinámica de óvalo largo para tornillo cortical de 3.5 mm, con diseño en bajo perfil proximal utilizando orificios en el vástago combinados de 3.5 mm.

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL POSTERIOR 3.5 mm

NÚMERO DE ORIFICIOS	REFERENCIA	LONGITUD DE LA PLACA
5	60749005	68 mm
6	60749006	80 mm
8	60749008	104 mm