



## PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5/5.0 MM



# FICHA TÉCNICA

## PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5/5.0 MM



**Nombre producto:** PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL 3.5/5.0 mm

Marca: WASTON

**Material:** Acero y Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas de platillos tibiales.

**Otras Indicaciones:** Paciente osteopénico y fracturas de tibia proximal.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en bajo perfil proximal utilizando tornillos de bloque 3.5 mm en la parte superior y en la zona metafisiaria esponjosos de 6.5 mm. Su diseño distal de perfil alto en el vástago permite utilizar tornillos corticales de 4.5 mm y bloqueados de 5.0 mm. Viene derechas e izquierdas.

**PLACA LOC DE TIBIA  
PROXIMAL LATERAL  
3.5/5.0 mm**

**10739**

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
3	76 mm
4	108 mm
6	140 mm
8	172 mm
10	204 mm
12	236 mm

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL  
LATERAL 3.5/5.0 MM



## CliniServices

[www.paginacliniervices.com](http://www.paginacliniervices.com)

