



PLACA DE OSTEOTOMIA PRIMER METATARSO DISTAL



FICHA TÉCNICA

PLACA DE OSTEOTOMIA PRIMER METATARSO DISTAL



Nombre producto: PLACA DE OSTEOTOMIA
PRIMER METATARSO DISTAL

Marca: WASTON

Material: Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para osteotomías del primer metatarso distal.

Otras Indicaciones: Osteotomías en Metatarsos.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Su diseño anatómico posterior a la Osteotomía es ideal para hacer la reducción. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie. La placa no necesita ser pre doblada durante el procedimiento quirúrgico. El grosor de la placa es de 1.5 mm, con orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 2.7 mm y 3.0 mm.

PLACA DE OSTEOTOMIA PRIMER METATARSO DISTAL

REFERENCIA	LATERALIDAD	ANCHO
10800-006	IZQ.	17
10800-206	IZQ.	20
10800-406	IZQ.	23
10800-106	DER.	17
10800-306	DER.	20
10800-506	DER.	23