



## PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC 2.7/ 3.5 MM



# FICHA TÉCNICA

## PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC 2.7/ 3.5 MM



**Nombre producto:** PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC 2.7 / 3.5 mm  
**Marca:** WASTON  
**Material:** Acero y Titanio  
**Empaque:** Una pieza por paquete.  
**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.  
**Uso:** Indicado para fracturas laterales de clavícula.  
**Otras Indicaciones:** fracturas en pacientes osteopénicos y fracturas de alto impacto, fracturas acromioclaviculares .  
**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.  
**Diseño:** Placa con orificios combinados de bloqueo y corticales de 3.5 mm con un perfil bajo y espacio entre orificios que permiten mayor doblez de la placa para adaptarse a diferentes anatomías. En el extremo lateral seis orificios para tornillos de bloqueo de 2.7 mm.

### PLACA ACROMIOCLAVICULAR LOC 2.7/ 3.5 mm

10733

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
IZQ. DER.	3	61 mm
IZQ. DER.	4	74 mm
IZQ. DER.	5	87 mm
IZQ. DER.	6	100 mm
IZQ. DER.	7	113 mm
IZQ. DER.	8	126 mm

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA ACROMIOCLAVICULAR  
LOC 2.7/ 3.5 MM



## CliniServices

[www.paginaclinicsservices.com](http://www.paginaclinicsservices.com)

