

PLACA DE OSTEOTOMÍA DE CALCÁNEO



FICHA TÉCNICA

PLACA DE OSTEOTOMÍA DE CALCÁNEO

Nombre producto: PLACA DE OSTEOTOMÍA DE CALCÁNEO

Marca: WASTON

Material: Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para osteotomía de Calcáneo.

Otras Indicaciones: Fracturas de calcáneo.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Diseño anatómico es ideal para la reducción posterior a la osteotomía, por lo tanto no es necesario pre doblar la placa antes del procedimiento quirúrgico. La placa cuenta con un orificio central que facilita la colocación de injerto óseo después de la osteotomía. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie. El grosor de la placa es de 1.8 mm, con orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 2.7 mm y 3.0 mm.



PLACA DE OSTEOTOMÍA DE CALCÁNEO

REFERENCIA

10812-005

LATERALIDAD

ESTÁNDAR