



PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL AV 5.0 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL AV 5.0 MM



Nombre producto: PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL

MEDIAL AV 5.0 mm

Marca: WASTON

Material: Acero

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas de platillos tibiales.

Otras Indicaciones: Paciente osteopénico con fracturas de tibia proximal.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa anatómica con diseño en bajo perfil proximal utilizando 3 tornillos de bloqueo de 5.0 mm en la parte superior con ángulo variable y dos tornillos en la zona metafisiaria de 5.0 mm bloqueados, diseñada con perfil bajo distal y puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm y bloqueados de 5.0 mm. Viene derechas e izquierdas. Placa con orificios combinados.

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL AV 5.0 mm

NÚMERO DE ORIFICIOS	LATERALIDAD DE LA PLACA	REFERENCIA	LONGITUD DE LA PLACA
4	IZQ.	60726204	105 mm
	DER.	60726304	
5	IZQ.	60726205	123 mm
	DER.	60726305	
6	IZQ.	60726206	141 mm
	DER.	60726306	
8	IZQ.	60726208	177 mm
	DER.	60726308	
10	IZQ.	60726210	213 mm
	DER.	60726310	
12	IZQ.	60726212	249 mm
	DER.	60726312	