



PLACA CLAVÍCULA EN S LOC II 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA CLAVÍCULA EN S LOC II 3.5 MM



Nombre producto: PLACA DE CLAVÍCULA EN S II LOC 3.5 mm

Marca: WASTON

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicada para fracturas diafisarias de clavícula

Otras Indicaciones: Fracturas en pacientes osteopénicos y fracturas de alto impacto.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con orificios combinados de bloqueo y corticales, con un perfil bajo y espacio entre orificios que permiten mejor moldeamiento de la placa y adaptarse a las diferentes anatomías. Se utiliza con tornillos bloqueados y corticales de 3.5mm.

PLACA CLAVÍCULA EN S LOC II 3.5 mm

10732		
LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
IZQ. DER.	6	88 mm
IZQ. DER.	7	101 mm
IZQ. DER.	8	114 mm
IZQ. DER.	10	137 mm

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA CLAVÍCULA EN S
LOC II 3.5 MM



CliniServices

www.paginacliniervices.com

