



## PLACA LOC RADIO MEDIAL DISTAL 2.5 mm

# FICHA TÉCNICA

## PLACA LOC RADIO MEDIAL DISTAL 2.5 mm

**Nombre producto:** PLACA LOC RADIO MEDIAL DISTAL DE 2.5 mm

**Marca:** WASTON

**Material:** Titanio


**Empaque:** Una pieza por paquete.  
**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas de radio distal, fracturas de alto impacto y hueso osteopénico y multifragmentarias.

**Otras Indicaciones:** Correcciones en deformidades postraumáticas de radio distal.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa con 7 orificios de bloqueo 2.5 mm en la zona distal y orificios de 3.5 mm de compresión dinámica con mayor rango de angulación en el vástago. Con un perfil de bajo contacto permitiendo una menor lesión al periostio. Vienen derechas e izquierdas.



### PLACA LOC RADIO MEDIAL DISTAL 2.5 mm

NÚMERO DE ORIFICIOS	LATERALIDAD DE LA PLACA	REFERENCIA	LONGITUD DE LA PLACA
3	DER.	10709-103	59 mm
	IZQ.	10709-003	
4	DER.	10709-104	71 mm
	IZQ.	10709-004	
5	DER.	10709-105	83 mm
	IZQ.	10709-005	
7	DER.	10709-107	107 mm
	IZQ.	10709-007	

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC RADIO MEDIAL DISTAL 2.5 mm



## CliniServices

[www.paginaclini.services.com](http://www.paginaclini.services.com)

