

Maxilo Facial





TORNILLOS

Para aplicaciones en Micro, Mini y Macro Placas

Características:

- Sistema de blister que contiene información sobre el diámetro, longitud, tipo de tornillo y número de lote.
- Sistema de acondicionamiento que proporciona la trazabilidad durante varias reposiciones después de los procedimientos quirúrgicos;
- Menor instrumentación y aplicación rápida; Tornillo Autorroscante;
- Tornillo Autoperforante no necesita perforación previa a la inserción;
- Tornillos bloqueados y no bloqueados para el sistema de 2.4.



Materia-prima
Liga de Titanio (ASTM F-136)

Micro Placas



Autoperforante "C"



Autorroscante "P"

Mini Placas



Autoperforante "C"



Autorroscante "P"

Macro Placas / Reconstrucción



Autorroscante



Autorroscante Lock

Tornillo Cortical Ti Ø1.5



Ti

Ø1.5 Cross Drive "P"
ØInt.: 1.1mm | Paso: 0.5mm

Ref. Nº	Long.
04.24.58.15004	04mm
04.24.58.15005	05mm
04.24.58.15006	06mm
04.24.58.15007	07mm
04.24.58.15009	09mm
04.24.58.15011	11mm
04.24.58.15013	13mm



Ti

Ø1.5 Cross Drive Cónico "C"
ØInt.: 1.0mm | Paso: 0.7mm

Ref. Nº	Long.
40.24.01.15004	04mm
40.24.01.15005	05mm
40.24.01.15006	06mm
40.24.01.15007	07mm



Ti

Ø1.7 Cross Drive "P"
ØInt.: 1.3mm | Paso: 0.5mm

Ref. Nº	Long.
04.24.58.17005	05mm
04.24.58.17006	06mm
04.24.58.17007	07mm
04.24.58.17009	09mm

Tornillo Cortical Ti Ø2.0



Ti

Ø2.0 Cross Drive "P"
ØInt.: 1.3mm | Paso: 0.6mm

Ref. Nº	Long.
04.24.58.20004	04mm
04.24.58.20005	05mm
04.24.58.20006	06mm
04.24.58.20007	07mm
04.24.58.20008	08mm
04.24.58.20010	10mm
04.24.58.20012	12mm
04.24.58.20014	14mm
04.24.58.20016	16mm
04.24.58.20018	18mm
04.24.58.20020	20mm



Ti

Ø2.0 Cross Drive Cónico "C"
ØInt.: 1.3mm | Paso: 0.75mm

Ref. Nº	Long.
40.24.01.20004	04mm
40.24.01.20005	05mm
40.24.01.20006	06mm
40.24.01.20007	07mm



Ti

Ø2.3 Cross Drive "P"
ØInt.: 1.6mm | Paso: 0.6mm

Ref. Nº	Long.
04.24.58.23004	04mm
04.24.58.23005	05mm
04.24.58.23006	06mm
04.24.58.23007	07mm
04.24.58.23009	09mm
04.24.58.23011	11mm

Tornillo Cortical Ti Ø2.4



Ti

Ø2.4 Cross Drive
ØInt.: 1.6mm | Paso: 1.0mm

Ref. Nº	Long.
04.24.58.24007	07mm
04.24.58.24009	09mm
04.24.58.24011	11mm
04.24.58.24013	13mm
04.24.58.24015	15mm
04.24.58.24017	17mm
04.24.58.24019	19mm



Ti

Ø2.4 Cross Drive Lock
ØInt.: 1.6mm | Paso: 1.0mm

Ref. Nº	Long.
04.24.72.24007	07mm
04.24.72.24009	09mm
04.24.72.24011	11mm
04.24.72.24013	13mm
04.24.72.24015	15mm
04.24.72.24017	17mm
04.24.72.24019	19mm



Ti

Ø2.7 Cross Drive
ØInt.: 1.9mm | Paso: 1.0mm

Ref. Nº	Long.
04.24.58.27007	07mm
04.24.58.27009	09mm
04.24.58.27011	11mm
04.24.58.27013	13mm
04.24.58.27015	15mm
04.24.58.27017	17mm
04.24.58.27019	19mm
04.24.58.27021	21mm



Ti

Ø2.7 Cross Drive Lock
ØInt.: 1.9mm | Paso: 1.0mm

Ref. Nº	Long.
04.24.72.27007	07mm
04.24.72.27009	09mm
04.24.72.27011	11mm
04.24.72.27013	13mm
04.24.72.27015	15mm
04.24.72.27017	17mm
04.24.72.27019	19mm
04.24.72.27021	21mm



PLACAS

Micro, Mini, Macro y Reconstrucción

Características :

- Placas en titanio, fáciles de modelar optimizando la adaptación anatómica

Formas variadas para las más diversas aplicaciones.


- Tamaños reducidos que permiten implantación intra-oral.

Telas de titanio de 0.2mm, 0.4mm y 0.6mm para los

- tornillos de 1.5mm y 2.0 mm.

Pantalla de titanio para reconstrucción de piso de

- órbita, paredes del seno maxilar o frontal, y reconstrucción de defectos en la región de la calota craneal.




Posibles Aplicaciones


o Mentoplastia



GII 1.5



GII 2.0



Dual Side*

o Osteotomía para el aumento del maxilar



GII 1.5




Dual Side

o Reconstrucción Mandibular




GII 2.4

o Osteotomía para el aumento de la mandíbula



GII 2.0



Dual Side

MAXILO FACIAL GII 1.5

Sistema de Micro Placas

Espesor de las placas: 0.6mm / Placas preformadas: 1.0mm | Placa Malla: 0.2mm / 0.4mm
Tornillos: Ø 1,5mm / Ø 1.7mm | Fresa: Ø 1.0mm

Características :

- El perfil bajo de las placas (0.6mm) permite una adaptación adecuada al hueso, además de ser menos perceptibles a la palpación cutánea especialmente en regiones de mínimo espesor de los tejidos blandos obedeciendo los principios biomecánicos de las técnicas de fijación.
- Las dimensiones reducidas permiten un descenso mínimo periostal en el abordaje intraoral, además de presentar estabilidad biomecánica suficiente para promover la estabilización adecuada de la fractura / osteotomía maxilar o frontal, y reconstrucción de defectos en la región de la calota craneal;

Indicaciones:

- La osteosíntesis de fracturas, incluso las conminutivas, en los tercios medio y superior de la cara, regiones de pequeño esfuerzo mecánico, así como las fracturas naso-orbita etmoidales (NOE);
- Osteosíntesis de osteotomías correctivas en tratamientos de deformidades congénitas, adquiridas o en desarrollo;
- Fijación de injertos en cirugías de reconstrucción de los seguimientos superior y medio del esqueleto facial, en los casos en que los segmentos dispensan de resistencia a la tensión y tracción.



Micro Placa para Mento
con ajuste horizontal



Canales horizontales para adaptar los fragmentos fijos o móviles durante la cirugía, y para ajustes antes de la completa fijación. Placas preformadas en 6 tamaños para reducir el tiempo de funcionamiento.

Micro Placa Pre-moldeada
para Osteotomía Vertical




Canal superior para ajuste vertical antes de la completa fijación. Placas preformadas en 5 medidas hacia el lado izquierdo y otras 5 hacia el lado derecho. Más rigidez proporcionada por el espesor de 1.0mm. Puede ser fijada hasta con 11 tornillos, garantizando total estabilidad.

Micro Placas Pre-Moldeadas

Izquierda	Ref. Nº	
	04.18.23.10000	0.0mm
	04.18.23.10030	3.0mm
	04.18.23.10050	5.0mm
	04.18.23.10070	7.0mm
	04.18.23.10090	9.0mm





Derecha	Ref. Nº	
	04.18.22.10000	0.0mm
	04.18.22.10030	3.0mm
	04.18.22.10050	5.0mm
	04.18.22.10070	7.0mm
	04.18.22.10090	9.0mm

	04.18.24.04010	1.0mm
	04.18.24.04030	3.0mm
	04.18.24.04050	5.0mm
	04.18.24.04070	7.0mm
	04.18.24.04090	9.0mm
	04.18.24.04110	11.0mm

Micro Placas Rectas



Micro Placas Puentes Rectas





Micro Placas Orbitales



Micro Placas "T"




Micro Placas "Y"




Micro Placa Doble "Y"



Micro Placas "L"




Placas Malla 0.20mm




04.18.58.50075 | 50 x 75mm
04.18.58.60060 | 60 x 60mm
04.18.58.60120 | 60 x 120mm
04.18.58.80160 | 80 x 160mm
04.18.58.13205 | 130 x 205mm

Placas Malla 0.40mm



04.18.25.04080 | 60 x 80mm
04.18.25.04120 | 80 x 120mm

Placa Malla 0.65mm



04.18.25.85055 | 85 x 55mm

MAXILO FACIAL GII 2.0

Sistema de Mini Placas

Espesor de las placas: 1.0mm | Placa Malla: 0.6mm | Tornillos: \varnothing 2,0mm / \varnothing 2.3mm | Broca: \varnothing 1.58mm

Características :

- El sistema de mini placas presenta maleabilidad para una fácil adaptación a la superficie del hueso, especialmente la curvatura de la síntesis del ángulo mandibular proporcionando reducción anatómica y una restauración perfecta de la oclusión dental. Este sistema también permite la técnica quirúrgica en monocortical (enfoque intra-oral) o bicortical (enfoque extra-oral).

Indicaciones:

- Osteosíntesis de la mandíbula, para la fijación y estabilización de fracturas;
- Osteosíntesis de osteotomías correctivas en tratamientos de deformidades congénitas adquiridas o en desarrollo, del segmento inferior del esqueleto facial;
- Fijación de pequeños injertos en cirugías de reconstrucción del segmento mandibular.




Mini Placa Fija Pre-moldeada para Mentón



Su flexibilidad y formato posibilitan ajustes en diferentes posiciones. Placas preformadas en 4 tamaños para reducir el tiempo de operación.

Mini Placa Sagital con Ajuste Horizontal



Mini Placa Fija Pre-moldeada para Mentón con Ajuste Horizontal



Placas preformadas en 5 tamaños, con un canal que permite ajustes horizontales.



Canal horizontal con puente calibrado que permite ajustes inmediatos y correcciones durante la fijación de la OSM.

Mini Placas Pre-Moldeadas



Ref. N°

04.19.45.04030	3.0mm
04.19.45.04050	5.0mm
04.19.45.04070	7.0mm
04.19.45.04090	9.0mm



Ref. N°

04.19.44.03040	4.0mm
04.19.44.03060	6.0mm
04.19.44.03080	8.0mm
04.19.44.03100	10.0mm
04.19.44.03120	12.0mm

Sagital



Puente 9.5mm
04.19.43.04095

Mini Placas Rectas



04.19.29.04000



04.19.29.05000



04.19.29.08000



04.19.29.12000



04.19.29.16000

Mini Placas Puente Calibradas



Puente 11.5mm
04 Agujeros
04.19.25.04115



Puente 11.5mm
06 Agujeros
04.19.25.06115

Mini Placas Orbitales



04.19.26.06000



04.19.26.08000



04.19.26.10000

Mini Placas "T"



04.19.36.04000



04.19.32.06000



04.19.37.04110

Puente
11.0mm



04.19.42.07125

Puente
12.5mm



Derecha
Izquierda



04.19.40.05120
04.19.41.05120

Puente
12.0mm
100°



04.19.35.06000

Mini Placa "I"

Mini Placas "Y"



04.19.38.05000



04.19.38.06000




04.19.39.06120

Puente
12.0mm

Mini Placa Doble "Y"

Placa Malla 0.65mm



04.19.46.85055 | 85x55mm

Mini Placas "L"




Derecha 04.19.33.04060
Izquierda 04.19.34.04060




Derecha 04.19.27.04120
Izquierda 04.19.28.04120

Puente
12.0mm




Derecha 04.19.31.04120
Izquierda 04.19.30.04120

Puente
12.0mm
100°



Derecha 04.19.31.07120
Izquierda 04.19.30.07120

Puente
12.0mm
100°



Derecha 04.19.22.05090
Izquierda 04.19.23.05090

Puente
9.0mm
100°

TRAUMA SYSTEM

Micro Placas 1.5

Espesor de las placas: 0.6mm | Placa Malla: 0.2mm / 0.4mm | Tornillos: Ø 1,5mm / Ø 1.7mm
| Fresa: Ø 1.0mm

Micro Placas Rectas



04.18.14.04000



04.18.14.06000



04.18.14.08000



04.18.14.16000

Micro Placas Puente Rectas



Puente 6.0mm
04.18.15.04060



Puente 8.0mm
04 Agujeros
04.18.15.04080



Puente 10.0mm
04.18.15.04100



Puente 8.0 mm
06 Agujeros
04.18.15.06080

Micro Placas Orbitales



04.18.16.04000



04.18.16.06000



04.18.16.08000



04.18.16.10000

Micro Placas "T"



04.18.19.06000



Puente 8.0mm
04.18.19.05080



Puente 10.0mm
04.18.19.05100

Micro Placas "Y"



Puente 7.0mm
04.18.18.05070



Puente 10.0mm
04.18.18.05100

Micro Placa Doble "Y"




Puente 5.5mm
04.18.17.06055

Micro Placas "L"



Derecha 04.18.20.04000
Izquierda 04.18.21.04000



Puente 7.0mm
Derecha 04.18.20.04070
Izquierda 04.18.21.04070



Puente 8.5mm
Derecha 04.18.20.04085
Izquierda 04.18.21.04085




Puente 10.0mm
Derecha 04.18.20.04100
Izquierda 04.18.21.04100




Puente 8.5mm
100°
Derecha 04.18.12.05085
Izquierda 04.18.13.05085

Placas Malla 0.20mm




04.18.58.50075 | 50 x 75mm
04.18.58.60060 | 60 x 60mm
04.18.58.60120 | 60 x 120mm
04.18.58.80160 | 80 x 160mm
04.18.58.13205 | 130 x 205mm

Placas Malla 0.40mm



04.18.25.04080 | 60 x 80mm
04.18.25.04120 | 80 x 120mm

Placa Malla 0.65mm



04.18.25.85055 | 85 x 55mm

TRAUMA SYSTEM

Mini Placas 2.0

Espesor de las placas: 1.0mm | Placa Malla: 0.6mm | Tornillos: Ø 2,0mm / Ø 2.3mm | Fresa: Ø 1.58mm

Mini Placas Rectas



04.19.29.04000



04.19.29.05000



04.19.29.08000



04.19.29.12000



04.19.29.16000

Mini Placas Puente Calibradas



Puente 11.5mm
04 Agujeros
04.19.25.04115



Puente 11.5mm
06 Agujeros
04.19.25.06115

Mini Placas Orbitales



04.19.26.06000



04.19.26.08000



04.19.26.10000

Mini Placas "T"



04.19.32.06000



04.19.42.07125

Puente
12.5mm



04.19.38.05000




04.19.38.06000

Mini Placas "Y"

Mini Placas "L"




Derecha 04.19.33.04060
Izquierda 04.19.34.04060



Derecha 04.19.27.04120
Izquierda 04.19.28.04120


Puente
12.0mm



Derecha 04.19.22.05090
Izquierda 04.19.23.05090

Puente
9.0mm
100°

Placa Malla 0.65mm



04.19.46.85055 | 85x55mm



DUAL SIDE®

Sistema Ortognático

Espesor de las placas: 1.0mm | Tornillos: Ø 2,0mm / Ø 2.3mm | Fresas: Ø 1.58mm

Características:

- Placas con diseño innovador y doble cara, utilizadas tanto del lado derecho como izquierdo;
- Placas anatómicas y anguladas para una mejor adaptación al hueso; Caja compacta con una gama más amplia de diseños en menor espacio.



o Placas de Doble Cara



o Bordes Redondeados




o Anatomías y Anguladas

Placas "L" e "T"



Ideales para el tratamiento de traumas y aumento de la mandíbula superior.

Placas Puente Recta Doble




Ideales para el tratamiento de traumas y osteotomías sagital de la mandíbula.

Placa para Mentoplastia




Disponibles en 7 tamaños que varían de 0 a 12.0mm para corrección de las deformidades del mentón.

Placas Rectas

	Ref. N°	Agujeros
	04.19.70.00004	04
	04.19.70.00005	05
	04.19.70.00008	08
	04.19.70.00012	12
	04.19.70.00016	16


Placas Puentes Rectas

	Ref. N°	Puente
	04.19.68.75040	7.5mm
	04.19.68.10540	10.5mm
	04.19.68.13540	13.5mm
	04.19.68.16540	16.5mm
	04.19.68.19540	19.5mm
	04.19.68.22540	22.5mm


Placas Orbitales

	Ref. N°	Agujeros
	04.19.69.00006	06
	04.19.69.00008	08
	04.19.69.00016	16

Placas Puente Recta Doble

	Ref. N°	Puente
	04.19.71.75080	7.5mm
	04.19.71.10580	10.5mm
	04.19.71.13580	13.5mm
	04.19.71.16580	16.5mm
	04.19.71.19580	19.5mm
	04.19.71.22580	22.5mm

Placas "Y"

	Ref. N°	Puente
	04.19.72.08040	8.0mm
	04.19.72.10040	10.0mm
	04.19.72.12040	12.0mm
	04.19.72.14040	14.0mm


Placas "L"

110° - Derecha	Ref. N°		110° - Izquierda	Ref. N°	Puente
	04.19.64.90050			04.19.65.90050	9.0mm
	04.19.64.12050			04.19.65.12050	12.0mm
	04.19.64.15050			04.19.65.15050	15.0mm
	04.19.64.18050			04.19.65.18050	18.0mm
110° - Derecha	Ref. N°		110° - Izquierda	Ref. N°	Puente
	04.19.64.90040			04.19.65.90040	9.0mm
	04.19.64.12040			04.19.65.12040	12.0mm
	04.19.64.15040			04.19.65.15040	15.0mm
	04.19.64.18040			04.19.65.18040	18.0mm
	Ref. N°		100°	Ref. N°	Puente
	04.19.66.75040			04.19.66.75060	7.5mm
	04.19.66.10540			04.19.66.10560	10.5mm
	04.19.66.13540			04.19.66.13560	13.5mm
	04.19.66.16540			04.19.66.16560	16.5mm
	04.19.66.19540			04.19.66.19560	19.5mm

Placas "T"

	Ref. N°	Puente
	04.19.67.90050	9.0mm
	04.19.67.12050	12.0mm
	04.19.67.15050	15.0mm
	04.19.67.18050	18.0mm
	Ref. N°	Puente
	04.19.63.75070	7.5mm
	04.19.63.90070	9.0mm
	04.19.63.10570	10.5mm
	04.19.63.13570	13.5mm
	04.19.63.16570	16.5mm
	04.19.63.19570	19.5mm
	04.19.63.75090	7.5mm
	04.19.63.90090	9.0mm
	04.19.63.10590	10.5mm
	04.19.63.13590	13.5mm
	04.19.63.16590	16.5mm
	04.19.63.19590	19.5mm

Placas Pre-Moldeadas- Mentoplastia

	Ref. N°	Tam.	Espesura
	04.19.59.00000	0.0mm	0.6mm
	04.19.59.00020	2.0mm	0.6mm
	04.19.59.00040	4.0mm	0.6mm
	04.19.59.00060	6.0mm	0.6mm
	04.19.59.00080	8.0mm	0.6mm
	04.19.59.00010	10.0mm	0.6mm
	04.19.59.00012	12.0mm	0.6mm

INTERMAXILAR 2.0

Sistema para Fijación Intermaxilar

Características:

- Tornillo autoperforante de fácil introducción; Tornillo en titánio de Ø 2mm y longitudes de 08, 10, 12 e 14mm;
- Instrumental con llave Cross drive y Hexagonal para introducción y retirada del tornillo;
- Indicado para uso durante y pos tr pocedimento de osteosíntesis buco maxilo facial;
- Indicado para oclusión en procedimientos de reducción de fráctura.

Tornillo de Fijación Intermaxilar




Ref. Nº	Longitud
04.43.09.20008	8.0mm
04.43.09.20010	10.0mm
04.43.09.20012	12.0mm
04.43.09.20014	14.0mm

Alambre para Cerclaje 0.5mm



Ref. Nº
04.08.04.00005



Llave
Cross Drive



Lave
Hexagonal

MAXILO FACIAL GII 2.4

Sistema de Macro Placas

Espesura de las Placas: 1.5mm | Tornillos: \varnothing 2.4mm / \varnothing 2.7mm | Broca: \varnothing 1.8mm

Indicaciones:


- Fijación y estabilización de fracturas complejas y múltiples de mandíbula.
- Fijación y estabilización de injertos, cirurgías reconstructoras de pequeños segmentos mandibulares, considerando la extensión de la complejidad de segmento operado.



Características

Tornillos sin bloqueo permiten la fijación en ángulo para la compresión de la fractura.

Tornillo de Modelado protege la rosca de la placa durante el moldeado.



Macro Placas Lock



04.21.15.00016 - 16 Agujeros



04.21.15.00008 - 08 Agujeros



04.21.15.00006 - 06 Agujeros



04 Agujeros | Puente 9.0mm
04.21.17.04090



04 Agujeros | Puente 14.0mm
04.21.17.04140




06 Agujeros | Puente 11.0mm
04.21.17.06110



04.21.16.00006 - 06 Agujeros



04.21.16.00008 - 08 Agujeros



04.21.19.00017 - 17 Agujeros


04.21.19.00019 - 19 Agujeros



04 Agujeros | Puente 10.5mm
04.21.18.04105



06 Agujeros | Puente 15.5mm
04.21.18.04155



04.21.20.00017 - 17 Agujeros



04.21.20.00019 - 19 Agujeros

Templates - Macro Placas



Ref. N°	Agujeros	Puente
02.87.08.04090	04	9.0mm
02.87.08.04140	04	14.0mm
02.87.08.06110	06	11.0mm



Ref. N°	Agujeros	Puente
02.87.09.04105	04	10.5mm
02.87.09.04155	04	15.5mm



Ref. N°	Agujeros
02.87.06.00006	06
02.87.06.00008	08



Ref. N°	Agujeros
02.87.05.00006	06
02.87.05.00008	08
02.87.05.00016	16



Ref. N°	Agujeros
02.87.07.00017	17 - Izquierda / Derecha
02.87.07.00019	19 - Izquierda / Derecha

Tornillo tapón para moldeado
de Placa de 1.5mm



Ref. N°
04.43.02.00015

MAXILO FACIAL GII 2.4

Sistema de Reconstrucción Mandibular

Espesura de las Placas: 3.0mm | Tornillos: \varnothing 2.4mm / \varnothing 2.7mm | Broca: \varnothing 1.8mm

Indicaciones:

- Reconstrucción de la mandíbula en casos con grandes fragmentos, fracturas complejas y pérdida de segmentos óseos con aplicación de grandes injertos.



Características

Tornillos sin bloqueo permiten la fijación en ángulo para la compresión de la fractura.

Tornillo de Modelado protege la rosca de la placa durante el moldeo.

Sistema Lock

15mm

56mm

Guía Transbucal

Cánula Guía
Para perforaciones en el
hueso perpendicular a la
placa.

Ángulo Doble

Permite el moldeo dinámico para la preservación de la resistencia y anatomía de la placa



Refuerzo de Ángulo


- Refuerza el sistema;
- Los tornillos no dañan los tejidos en contacto con el sistema;
- Impide la fractura de la placa.




Placas Rectas




Placas Anguladas - 110°



Placas Anguladas 120°



Placas Anguladas 430°



Tornillo Tapon p/ Modelaje
de Placa de 3.0mm



Ref. N°
04.43.02.00030

Tornillo p/ Refuerzo
de Ángulo



Ref. N°
04.43.02.00000


Templates - Placas de Reconstrucción Mandibular



Ref. N°	Agujeros
02.87.01.00008	08
02.87.01.00010	10
02.87.01.00012	12
02.87.01.00014	14
02.87.01.00016	16



Ref. N°	Agujeros
02.87.02.11025	25
02.87.02.11027	27
02.87.02.11029	29
02.87.02.12025	25
02.87.02.12027	27
02.87.02.12029	29
02.87.02.13025	25
02.87.02.13027	27
02.87.02.13029	29



Ref. N°	Ángulo	Agujeros
02.87.03.11015	110°	15 - Izquierda / Derecha
02.87.03.11016	110°	16 - Izquierda / Derecha
02.87.03.11017	110°	17 - Izquierda / Derecha
02.87.03.12015	120°	15 - Izquierda / Derecha
02.87.03.12016	120°	16 - Izquierda / Derecha
02.87.03.12017	120°	17 - Izquierda / Derecha
02.87.03.13015	130°	15 - Izquierda / Derecha
02.87.03.13016	130°	16 - Izquierda / Derecha
02.87.03.13017	130°	17 - Izquierda / Derecha