



SISTEMA DINÁMICO CONDILAR LOC



FICHA TÉCNICA

SISTEMA DINÁMICO CONDILAR LOC

Nombre producto: SISTEMA DINÁMICO CONDILAR 4.5 MM LOC.

Marca: WASTON

Material: Acero

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas subtrocantéricas y distales del fémur.

Otras Indicaciones: Corrección de deformidades en el Fémur proximal o distal.

Contraindicaciones: Uso en zona no indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con orificios de bloqueo y compresión dinámica con ángulo de 90° para tornillo deslizante de 11 mm. Tornillos bloqueados de 5.0 mm y corticales de 4.5 mm por la diáfisis.



TORNILLO DESLIZANTE +



10403

DIÁMETRO

11mm

LONGITUD

50 ~ 120 mm

SISTEMA DINÁMICO CONDILAR LOC

10748

ÁNGULO	REFERENCIA	ORIFICIOS	(MM)
95°	10748-006	6	143
	10748-008	8	175
	10748-010	10	207
	10748-012	12	239