



PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL AV 5.0 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL AV 5.0 MM



Nombre producto: PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL AV 5.0 mm

Marca: WASTON

Material: Acero

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas de platillos tibiales.

Otras Indicaciones: Paciente osteopénico con fracturas de tibia proximal.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa anatómica con diseño en bajo perfil proximal utilizando 3 tornillos de bloqueo de 5.0 mm superior ángulo variable y tres tornillos en la zona metafisiaria de 5.0 mm bloqueados, diseñada con perfil bajo distal en el vástago y puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm y bloqueados de 5.0 mm. Viene derechas e izquierdas. Placa con orificios combinados.

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL AV 5.0 mm

NÚMERO DE ORIFICIOS	LATERALIDAD DE LA PLACA	REFERENCIA	LONGITUD DE LA PLACA
4	IZQ.	60727204	82.5 mm
	DER.	60727304	
5	IZQ.	60727205	100.5 mm
	DER.	60727305	
6	IZQ.	60727206	118.5 mm
	DER.	60727306	
8	IZQ.	60727208	154.5 mm
	DER.	60727308	
10	IZQ.	60727210	190.5 mm
	DER.	60727310	
12	IZQ.	60727212	226.5 mm
	DER.	60727312	