



## PLACA LOC RECTA 3.5 MM

# FICHA TÉCNICA

## PLACA LOC RECTA 3.5 MM



**Nombre producto:** PLACA LOC RECTA DE 3.5 mm

**Marca:** WASTON

**Material:** Acero y Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril, No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas diafisarias de radio y cúbito, fracturas de alto impacto y hueso osteopénico.

**Otras Indicaciones:** Corrección de deformidades de radio y cúbito diafisarias.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa con orificios combinados de bloqueo y compresión dinámica con mayor rango de angulación de los tornillos. Perfil de bajo contacto, disminuyendo la lesión al periostio. Puede utilizar tornillos bloqueados de 3.5 mm, corticales de 3.5mm y esponjosos de 4.0 mm

### PLACA LOC RECTA 3.5 mm

10701

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
5	69 mm
6	82 mm
7	95 mm
8	108 mm
9	121 mm
10	134 mm
12	160 mm

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC RECTA 3.5 MM



## CliniServices

[www.paginacliniervices.com](http://www.paginacliniervices.com)

