



PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC AV 3.5 mm



FICHA TÉCNICA

PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC AV 3.5 mm



Nombre producto: PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL LOC AV 3.5mm

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas intra y extraarticulares de la tibia distal.

Otras indicaciones: fracturas en pacientes osteopénicos y fracturas de alto impacto que requieran reconstrucción articular de la tibia distal medial.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa anatómica con orificios combinados en su vástago, con un ultraperfil bajo que se adapta a diferentes anatomías de tibia distal con diseño derecho e izquierdo, con seis orificios distales de bloqueo ángulo variable para tornillos de 3.5 mm y dos orificios combinados de 3.5 mm, para tornillos bloqueados y corticales de 3.5 y esponjoso de 4.0 mm. Sin lengüeta distal.

PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC AV 3.5 mm

NÚMERO DE ORIFICIOS	LATERALIDAD DE LA PLACA	REFERENCIA	LONGITUD DE LA PLACA
6	IZQ.	60748006	135 mm
	DER.	60717106	
8	IZQ.	60748008	161 mm
	DER.	60717108	
10	IZQ.	60748010	187 mm
	DER.	60717110	
12	IZQ.	60748012	213 mm
	DER.	60717112	
14	IZQ.	60748014	239 mm
	DER.	60717114	