



## PLACA DORSAL-ARTRODESIS METATARSO-CUNEIFORME



# FICHA TÉCNICA

## PLACA DORSAL-ARTRODESIS METATARSO-CUNEIFORME

**Nombre producto:** PLACA  
DORSAL-ARTRODESIS  
METATARSO-CUNEIFORME

**Marca:** WASTON

**Material:** Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril, No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para Artrodesis y fusiones metatarso-cuneiforme.

**Otras Indicaciones:** Fracturas de los metatarsos.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada.

**Diseño:** Diseño anatómico es ideal para la reducción no es necesario pre doblar la placa antes del procedimiento quirúrgico. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie. Tiene orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 2.7 mm y 3.0 mm.



### PLACA DORSAL-ARTRODESIS METATARSO-CUNEIFORME

REFERENCIA	LATERALIDAD
10806-005	ESTÁNDAR