



PLACA DE ARTRODESIS LISFRANCE



FICHA TÉCNICA

PLACA ARTRODESIS LISFRANCE

Nombre producto: PLACA DE ARTRODESIS LISFRANCE

Marca: WASTON

Material: Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril.No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para realizar artrodesis a nivel de la articulación de Lisfrance.

Otras Indicaciones: Fusión y fracturas de Lisfrance.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: El sistema de fusión de la superficie multiarticular facilita la reconstrucción anatómica de los arcos del pie. Su diseño anatómico es ideal para la reducción. No es necesario pre doblar la placa antes del procedimiento quirúrgico. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie. El grosor de la placa es de 1.5 mm, con orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 2.7 mm y 3.0 mm.



PLACA DE ARTRODESIS LISFRANCE

REFERENCIA

LATERALIDAD

10809-011

IZQ.

10809-111

DER.