



PLACA DE COSTILLA



FICHA TÉCNICA

PLACA DE COSTILLA



Nombre producto: PLACA DE COSTILLA

Marca: WASTON

Material: Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: indicado para fracturas simples o múltiples de las Costillas.

Otras indicaciones: Se puede utilizar para la reconstrucción de la costilla después de la resección de un tumor costal.

Contraindicaciones: Sensibilidad al titanio y a acero, e infección.

Diseño: El sistema es mínimamente invasivo, ligero, no necesita sutura. Fácil colocación y no es necesario retirarlo después de la cirugía.

PLACA DE COSTILLA

REFERENCIA	ANCHO (mm)	LONGITUD (mm)	ALTURA (mm)
10238-145	11	45	
10238-245	15	45	
10238-255	15	55	
10244-055	17	45	
10238-345	19	45	
10238-355	19	55	
10238-845	19	45	H= 10
10238-855	19	55	H= 10
10259-355	22	55	