



## PLACA LOC DE FÉMUR PROXIMAL LATERAL 6.5/5.0 MM



# FICHA TÉCNICA

## PLACA LOC DE FÉMUR PROXIMAL LATERAL 6.5/5.0 MM



**Nombre producto:** PLACA LOC DE FÉMUR PROXIMAL LATERAL 6.5 /5.0 mm

**Marca:** WASTON

**Material:** Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas trocantéricas de Fémur.

**Otras Indicaciones:** Correcciones en deformidades del fémur proximal, paciente osteopénico y fracturas distales de fémur.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en bajo perfil. Puede utilizar los tornillos corticales de 4.5 mm, bloqueados de 5.0 mm en su vástago y canulados de 6.5 mm en dirección a la cabeza femoral. Viene derechas e izquierdas.

**PLACA LOC DE FÉMUR  
PROXIMAL LATERAL  
6.5/5.0 mm**

**10716**

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
5	136 mm
7	172 mm
9	208 mm
11	244 mm
13	280 mm

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC DE FÉMUR PROXIMAL  
LATERAL 6.5/5.0 MM



## CliniServices

[www.paginaclini.services.com](http://www.paginaclini.services.com)

