



TORNILLOS CANULADOS



FICHA TÉCNICA

TORNILLOS CANULADOS



Nombre producto: TORNILLOS CANULADOS 3.5 - 4.5 - 7.3 MM

Marca: WASTON

Material: Acero

Empaque: Una pieza por paquete .

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar .

Uso: Indicado para fracturas epifisarias y fracturas intraarticulares.

Otras Indicaciones: Puede usarse como tornillo de tracción y tornillo de fijación utilizando rosca parcial o rosca completa en metáfisis y epífisis.

Contraindicaciones: En hueso cortical.

Diseño: Constan de un alma que esta relacionada con la broca a utilizar, una espiral externa que corresponde a su diámetro externo y una cabeza con receso hexagonal, son autoperforantes con canulación en el alma.

TORNILLO CANULADOS DE 3.5 mm



10531

ROSCA	LONGITUD (mm)
Parcial	10 ~ 50 mm

TORNILLO CANULADOS DE 4.5 mm



10532

ROSCA	LONGITUD (mm)
Parcial	30 ~ 60 mm

TORNILLO CANULADOS DE 7.3 mm



10533 / 10534

ROSCA	LONGITUD (mm)
32 mm	50 ~ 120 mm
18 mm	40 ~ 120 mm