



## PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL POSTERIOR 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL POSTERIOR 3.5 MM



**Nombre producto:** PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL POSTERIOR 3.5 mm

**Marca:** WASTON

**Material:** Acero y Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas de platillo medial posterior.

**Otras indicaciones:** Paciente osteopénico con fracturas de tibia proximal posterior.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa con tres orificios para bloqueo proximal de 3.5 mm y un orificio de compresión dinámica de óvalo largo para tornillo cortical de 3.5 mm, con diseño en bajo perfil proximal utilizando orificios en el vástago combinados de 3.5 mm.

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL POSTERIOR 3.5 mm

NÚMERO DE ORIFICIOS	REFERENCIA	LONGITUD DE LA PLACA
5	30749005	68 mm
6	30749006	80 mm
8	30749008	104 mm
10	30749010	128 mm
12	30749012	152 mm
14	30749014	176 mm

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL  
POSTERIOR 3.5 MM



## CliniServices

[www.paginacliniervices.com](http://www.paginacliniervices.com)

