



SISTEMA DINÁMICO DE CADERA LOC



FICHA TÉCNICA

SISTEMA DINÁMICO DE CADERA LOC



Nombre producto: Nombre producto: SISTEMA DINÁMICO DE CADERA 4.5 MM LOC

Marca: WASTON

Material: Acero

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas extrarticulares de cadera, fracturas intertrocantéricas de femur.

Otras Indicaciones: Corrección de deformidades del Fémur proximal.

Contraindicaciones: Uso en región no indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con orificios de bloqueo y compresión dinámica con ángulo de 135° con dirección a cuello femoral para tornillo deslizante de 11 mm. Tornillos corticales de 4.5 mm para la diáfisis y tornillos bloqueados de 5.0 mm.

SISTEMA DINÁMICO DE CADERA LOC

10747

ÁNGULO	REFERENCIA	ORIFICIOS	(MM)
135°	10747-004	4	83
	10747-005	5	101
	10747-006	6	119
	10747-008	8	155
	10747-010	10	191
	10747-012	12	227

TORNILLO DESLIZANTE +



10403

DIÁMETRO	LONGITUD
11mm	50 ~ 120 mm