



PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA LOC 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA LOC 3.5 MM



y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Nombre producto: PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA LOC 3.5 MM

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas de pelvis y húmero distal.

Otras Indicaciones: Pacientes con hueso osteopénico . Fracturas de clavícula y escápula.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa recta con orificios de bloqueo, con un perfil bajo y espacio entre orificios que permiten el moldeamiento de la placa para adaptarse a diferentes anatomías. A cepta tornillo de 3.5 mm bloqueados y corticales.

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA LOC 3.5 mm

10704

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
5	64 mm
6	76 mm
7	88 mm
8	100 mm
9	112 mm
10	124 mm
12	148 mm

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN
RECTA LOC 3.5 MM



CliniServices

www.paginaclinicsservices.com

