



## PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM



# FICHA TÉCNICA

## PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM



**Nombre producto:** PLACA DE TERCIO DE CAÑA 3.5 MM

**Marca:** WASTON

**Material:** Acero y Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado exclusivamente para fracturas de peroné.

**Otras Indicaciones:** Se deja a criterio del especialista en caso de necesidad en otro hueso.

**Contraindicaciones:** No utilizar en pacientes osteopenicos, fracturas de antebrazo ni en pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa con orificio redondos con perfil extra bajo y espacios entre orificios que permiten mayor doblez y adaptación a la anatomía . Puede utilizar tornillos esponjosos de 4.0 mm y corticales de 3.5 mm.

### PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 mm

| 10209 - 20209 |           |           |          |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| REFERENCIA    |           | ORIFICIOS | LONGITUD |
| TITANIO       | ACERO     |           | (MM)     |
| 10209-205     | 20209-205 | 5         | 62       |
| 10209-206     | 20209-206 | 6         | 74       |
| 10209-207     | 20209-207 | 7         | 86       |
| 10209-208     | 20209-208 | 8         | 98       |
| 10209-209     | 20209-209 | 9         | 110      |
| 10209-210     | 20209-210 | 10        | 122      |
| 10209-212     | 20209-212 | 12        | 134      |

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA TERCIO DE CAÑA 3.5 MM



## CliniServices

[www.paginaclini.services.com](http://www.paginaclini.services.com)

