



PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC 3.5 MM



Nombre producto: PLACA DE TIBIA DISTAL MEDIAL LOC 3.5mm

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas intra y extraarticulares de tibia distal.

Otras indicaciones: Fracturas en pacientes osteopénicos y fracturas de alto impacto que requieran reconstrucción articular de la tibia distal medial.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa anatómica con orificios combinados de bloqueo y corticales, con un perfil bajo para adaptarse a diferentes anatomías de tibia distal. Viene derecha e izquierdas y con ocho orificios distales de bloqueo para tornillos de 3.5 mm y acepta tornillo en su vástago de 3.5 mm bloqueados, 3.5 mm corticales y esponjosos de 4.0mm. Orificios combinados

PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC 3.5 mm

10724

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
6	142 mm
8	168 mm
10	194 mm
12	220 mm
14	246 mm

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL LOC 3.5 MM



CliniServices

www.paginaclini.services.com

