



PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL AV 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL AV 3.5 MM



Nombre producto: PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL AV 3.5 mm

Marca: WASTON

Material: Acero

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas de platillos tibiales.

Otras Indicaciones: Paciente osteopénico con fracturas de tibia proximal.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa anatómica con diseño en bajo perfil proximal utilizando 4 tornillos de bloqueo de 3.5 mm superior Ángulo Variable y tres tornillos en la zona metafisiaria de 3.5 mm bloqueados, diseñada con perfil bajo distal y puede utilizar tornillos corticales de 3.5 mm y bloqueados de 3.5 mm. Viene derechas e izquierdas. Placa con orificios combinados.

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL AV 3.5 mm

NÚMERO DE ORIFICIOS	LATERALIDAD DE LA PLACA	REFERENCIA	LONGITUD DE LA PLACA
4	IZQ.	60727004	81.5 mm
	DER.	60727104	
5	IZQ.	60727001	94.5 mm
	DER.	60727105	
6	IZQ.	60727006	107.5 mm
	DER.	60727106	
8	IZQ.	60727008	133.5 mm
	DER.	60727108	
10	IZQ.	60727010	159.5 mm
	DER.	60727110	
12	IZQ.	60727012	185.5 mm
	DER.	60727112	