



PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL PALO DE GOLF 5.0 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL PALO DE GOLF 5.0 MM



Nombre producto: PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL PALO DE GOLF 5.0 mm

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas Proximales de Tibia.

Otras Indicaciones: Correcciones en deformidades del la tibia Proximal, paciente osteopénico y fracturas metafisiarias de tibia proximal.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en bajo perfil. Puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm, bloqueados de 5,0 mm y esponjosos de 6.5 mm. Viene derechas e izquierdas.

**PLACA LOC DE TIBIA
PROXIMAL PALO
DE GOLF 5.0 mm**

10723

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
5	145 mm
7	185 mm
9	225 mm
11	265 mm
13	305 mm

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL
PALO DE GOLF 5.0 MM



CliniServices

www.paginacliniervices.com

