



PLACA PARA FUSIÓN TALONAVICULAR

FICHA TÉCNICA

PLACA PARA FUSIÓN TALONAVICULAR

Nombre producto: PLACA PARA FUSIÓN TALONAVICULAR

Marca: WASTON

Material: Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para artrodesis talonavicular.

Otras Indicaciones: Fusión talonavicular.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: El sistema de fusión de la superficie multiarticular facilita la reconstrucción anatómica de los arcos del pie. Su diseño anatómico es ideal para la reducción, no es necesario pre doblar la placa antes del procedimiento quirúrgico. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie. Tiene orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 2.7 mm y 3.0 mm.



PLACA PARA FUSIÓN TALONAVICULAR

REFERENCIA	LATERALIDAD
10811-005	IZQ.
10811-105	DER.