

PLACA GANCHO DE CLAVÍCULA LOC 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA GANCHO DE CLAVÍCULA LOC 3.5 MM



PLACA GANCHO DE CLAVÍCULA LOC 3.5 mm

Nombre producto: PLACA GANCHO LOC 3.5 mm

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para luxaciones acromioclaviculares y fracturas laterales de clavícula.

Otras Indicaciones: Fracturas en pacientes osteopenicos y fracturas de alto impacto, fracturas acromioclaviculares.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.


Diseño: Placa con orificios combinados de bloqueo y corticales de 3.5mm con un perfil bajo y gancho que va de 12 mm / 15 mm / 18 mm en el espacio subacromial para mayor estabilidad lateral.

10734

| LATERALIDAD DE LA PLACA | LONGITUD DEL GANCHO | NÚMERO DE ORIFICIOS | LONGITUD DE LA PLACA |
|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| IZQ. | 12 | 4 | 63.5 mm |
| DER. | | | |
| IZQ. | 12 | 6 | 94.5 mm |
| DER. | | | |
| IZQ. | 15 | 4 | 63.5 mm |
| DER. | | | |
| IZQ. | 15 | 6 | 94.5 mm |
| DER. | | | |
| IZQ. | 18 | 4 | 63.5 mm |
| DER. | | | |
| IZQ. | 18 | 6 | 94.5 mm |
| DER. | | | |

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA GANCHO DE CLAVÍCULA LOC 3.5 MM



CliniServices

www.paginacliniervices.com

