



PLACA HÚMERO DISTAL MEDIAL LOC 3.5 / 2.7mm



FICHA TÉCNICA

PLACA HÚMERO DISTAL MEDIAL LOC 3.5 / 2.7mm



Nombre producto: PLACA DE HÚMERO DISTAL MEDIAL LOC 3.5 / 2.7 mm

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas intra y extraarticulares de húmero distal.

Otras indicaciones: Fracturas en pacientes osteopénicos y fracturas de alto impacto que requieran reconstrucción articular del húmero distal medial.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa anatómica con orificios combinados de bloqueo y corticales, con un perfil bajo para adaptarse a diferentes anatomías de húmero distal.

Disponibilidad de placas derecha e izquierdas con tres orificios distales de bloqueo para tornillos de 2.7 mm y para su vástago tornillos de 3.5 mm bloqueados, 3.5 mm corticales y 4.0 mm esponjosos.


PLACA HÚMERO DISTAL MEDIAL LOC 3.5 / 2.7mm

10718

LATERALIDAD DE LA PLACA	NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
IZQ.	3	85 mm
DER.		
IZQ.	5	111 mm
DER.		
IZQ.	7	137 mm
DER.		
IZQ.	9	163 mm
DER.		
IZQ.	11	189 mm
DER.		
IZQ.	13	215 mm
DER.		

TÉCNICA QUIRÚRGICA

**PLACA HÚMERO DISTAL MEDIAL
LOC 3.5 / 2.7mm**



CliniServices

www.paginaclini.services.com

