



PLACA DE ARTRODESIS DE TOBILLO ANTERIOR



FICHA TÉCNICA

PLACA DE ARTRODESIS DE TOBILLO ANTERIOR



Nombre producto: PLACA DE ARTRODESIS DE TOBILLO ANTERIOR

Marca: WASTON

Material: Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para artrodesis de tobillo anterior.

Otras indicaciones: Fusión talo-tibial anterior.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Diseño anatómico es ideal para la reducción posterior a la osteotomía, por lo tanto no es necesario pre doblar la placa antes del procedimiento quirúrgico. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie. El grosor de la placa es de 2.0 mm, con orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 3.5 mm.

PLACA DE ARTRODESIS DE TOBILLO ANTERIOR

REFERENCIA	LATERALIDAD
10814-004	IZQ.
10814-104	DER.