



PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM



Nombre producto: PLACA DE RECONSTRUCCION RECTA 3.5 MM

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas de pelvis, hueso ilíaco, pubis y húmero distal.

Otras Indicaciones: Fracturas de clavícula, escápula.

Contraindicaciones: No utilizar en pacientes osteopénicos, fracturas de radio diafisiarias ni en pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con orificios de compresión dinámica con mayor rango de angulación de los tornillos. Con un perfil bajo y espacio entre orificios que permiten mayor doblez de la placa para adaptarse a diferentes anatomías.

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 mm

10206				
REFERENCIA		ESPEJOR	ORIFICIOS	LONG.
TITANIO	ACERO	(MM)		(MM)
10206-205	20206-205	3	5	60
10206-206	20206-206	3	6	72
10206-207	20206-207	3	7	84
10206-208	20206-208	3	8	96
10206-209	20206-209	3	9	108
10206-210	20206-210	3	10	120
10206-211	20206-211	3	11	134
10206-212	20206-212	3	12	144
10206-213	20206-213	3	13	156

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA DE RECONSTRUCCIÓN RECTA 3.5 MM



CliniServices

www.paginaclinicsservices.com

