



PLACA LOC RADIO DISTAL AV 2.4



FICHA TÉCNICA

PLACA RADIO DISTAL AV 2.4 mm LOC

Nombre producto: PLACA RADIO DISTAL AV DE 2.4 MM LOC

Marca: WASTON

Material: Acero

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas de radio distal multifragmetarias, fracturas de alto impacto y hueso osteopénico.

Otras Indicaciones: Correcciones en deformidades postraumáticas de radio distal.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con cabeza distal ancha y estrecha de 7 y 6 orificios de bloqueo de ángulo variable de 2.4mm, con un diseño de dos columnas que cuenta con orificios en la zona distal de 2.4/ 2.7mm de compresión dinámica y bloqueados de 2.4mm en el vástago. Con un perfil de bajo contacto, permitiendo menor lesión al periostio.



PLACA RADIO DISTAL AV 2.4 mm LOC

30731

NÚMERO DE ORIFICIOS	LATERALIDAD DE LA PLACA		CABEZA DISTAL	LONGITUD DE LA PLA
2	DER.	IZQ.	25 mm	47 mm
	DER.	IZQ.	22 mm	
	DER.	IZQ.	19.5 mm	
3	DER.	IZQ.	25 mm	59 mm
	DER.	IZQ.	22 mm	
	DER.	IZQ.	19.5 mm	
4	DER.	IZQ.	25 mm	71 mm
	DER.	IZQ.	22 mm	
	DER.	IZQ.	19.5 mm	
5	DER.	IZQ.	25 mm	83 mm
	DER.	IZQ.	22 mm	
	DER.	IZQ.	19.5 mm	
6	DER.	IZQ.	25 mm	95 mm
	DER.	IZQ.	22 mm	
	DER.	IZQ.	19.5 mm	
7	DER.	IZQ.	25 mm	107 mm
	DER.	IZQ.	22 mm	
	DER.	IZQ.	19.5 mm	
8	DER.	IZQ.	25 mm	119 mm
	DER.	IZQ.	22 mm	
	DER.	IZQ.	19.5 mm	



30552 2.4 mm



30765 2.4 mm