



PLACA COMPRESIVA MIEMBRO SUPERIOR DE 3.5 MM DE BAJO CONTACTO



FICHA TÉCNICA

PLACA COMPRESIVA MIEMBRO SUPERIOR DE 3.5 MM DE BAJO CONTACTO



Nombre producto: PLACA COMPRESIVA M.S. - BC 3.5

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas diafisarias de radio y Cubito.

Otras Indicaciones: Correcciones en deformidades postraumáticas de radio y cubito diafisarias, fracturas de escápula.

Contraindicaciones: No utilizar en pacientes osteopenicos, fracturas de Peroné ni en pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con orificios de compresión dinámica con mayor rango de angulación de los tornillos, con un perfil de bajo contacto, permitiendo menor lesión al periostio. Puede utilizar tornillos corticales de 3.5 mm y esponjosos de 4.0mm.

PLACA COMPRESIVA MIEMBRO SUPERIOR DE 3.5 mm DE BAJO CONTACTO

10204

REFERENCIA		ESPESOR (MM)	ORIFICIOS	LONG. (MM)
TITANIO	ACERO			
10204-205	20204-205	3.5	5	64
10204-206	20204-206	3.5	6	77
10204-207	20204-207	3.5	7	90
10204-208	20204-208	3.5	8	103
10204-2010	20204-2010	3.5	10	129
10204-2012	20204-2012	3.5	12	155

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA COMPRESIVA MIEMBRO SUPERIOR
DE 3.5 MM DE BAJO CONTACTO



CliniServices

www.paginacliniervices.com

