



## **PLACA OLECRANON LOC II 3.5 mm**



# FICHA TÉCNICA

## PLACA OLECRANON LOC II 3.5 mm



**Nombre producto:** PLACA OLECRANON LOC II DE 3.5 mm

**Marca:** WASTON

**Material:** Acero y Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril.No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas simples y complejas de Cúbito proximal, fracturas de alto impacto y hueso osteoporótico.

**Otras Indicaciones:** Corrección de deformidades del cubito proximal, osteotomías de olecranon, pseudoartrosis de olecranon.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa anatómica con orificios combinados de bloqueo y compresión dinámica con un perfil de bajo contacto, disminuyendo la lesión del periostio. Cuenta con 8 orificios para tornillos bloqueados de 3.5 mm en su parte proximal y en su rama distal tornillos corticales y de bloqueo de 3.5 mm.

### PLACA OLECRANON LOC II 3.5 mm

NÚMERO DE ORIFICIOS	LATERALIDAD DE LA PLACA	REFERENCIA	LONGITUD DE LA PLACA
3	DER.	30717103	107,4 mm
	IZQ.	30717203	
5	DER.	30717105	137,3 mm
	IZQ.	30717205	
7	DER.	30717107	163 mm
	IZQ.	30717207	
9	DER.	30717109	188,8 mm
	IZQ.	30717209	
11	DER.	307171011	214,5 mm
	IZQ.	307172011	
13	DER.	307171013	240,3 mm
	IZQ.	307172013	