



## PLACA LOC ANCHA 4.5 MM



# FICHA TÉCNICA

## PLACA LOC ANCHA 4.5 MM

**Nombre producto:** PLACA LOC ANCHA DE 4.5 mm

**Marca:** WASTON

**Material:** Acero y Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas diafisairias de fémur.

**Otras Indicaciones:** Corrección de deformidades diafisairias de fémur, pacientes con hueso osteopénico y fracturas de alto impacto.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada, alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño recto y escalonado de bajo perfil. Puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm, bloqueados de 5.0mm y esponjosos de 6.5 mm.



### PLACA LOC ANCHA 4.5 mm

10703

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
7	128 mm
8	146 mm
9	164 mm
10	182 mm
12	118 mm
14	254 mm
16	290 mm
18	326 mm

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC ANCHA 4.5 MM



## CliniServices

[www.paginaclini.services.com](http://www.paginaclini.services.com)

