

## PLACA LOC DE FÉMUR DISTAL LATERAL 5.0 MM



# FICHA TÉCNICA

## PLACA LOC DE FÉMUR DISTAL LATERAL 5.0 MM

**Nombre producto:** PLACA LOC DE FÉMUR DISTAL LATERAL 5.0 mm

**Marca:** WASTON

**Material:** Acero y Titanio.

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas distales de Fémur.

**Otras Indicaciones:** Correcciones en deformidades del fémur distal , paciente osteopénico y fracturas condilares y metafisiarias de fémur distal.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa con orificios combinados para bloqueos y compresión dinámica, con diseño en bajo perfil. Puede utilizar tornillos corticales 4.5 mm, bloqueados de 5.0 mm y esponjosos de 6.5 mm. Viene derechas e izquierdas.




**PLACA LOC DE FÉMUR  
DISTAL LATERAL  
5.0 mm**

**10722**

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
5	161 mm
7	201 mm
9	241 mm
11	281 mm
13	321 mm

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC DE FÉMUR DISTAL LATERAL 5.0 MM



## CliniServices

[www.paginacliniervices.com](http://www.paginacliniervices.com)

