



# PLACA DE OSTEOTOMÍA DE TIBIA DISTAL



# FICHA TÉCNICA

## PLACA DE OSTEOTOMÍA DE TIBIA DISTAL



**Nombre producto:** PLACA DE OSTEOTOMÍA DE TIBIA DISTAL

**Marca:** WASTON

**Material:** Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para osteotomía de Tibia Distal.

**Otras Indicaciones:** Fracturas de tibia distal.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada.

**Diseño:** Diseño anatómico es ideal para la reducción posterior a la osteotomía por lo tanto no es necesario pre doblar la placa antes del procedimiento quirúrgico. La placa cuenta con un orificio central que facilita la colocación de injerto óseo después de la Osteotomía. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie. El grosor de la placa es de 1.5 mm, con orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 3.5 mm.

### PLACA DE OSTEOTOMÍA DE TIBIA DISTAL

REFERENCIA	LATERALIDAD	ORIFICIOS
10813-009	IZQ.	9
10813-010	IZQ.	10
10813-109	DER.	9
10813-110	DER.	10