



CLAVO GAMMA III DE RECONSTRUCCIÓN



FICHA TÉCNICA

CLAVO GAMMA III DE RECONSTRUCCIÓN

Nombre producto: CLAVO GAMMA III DE RECONSTRUCCIÓN

Marca: WASTON

Material: Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: indicado para fracturas diafisaria, subtrocantericas y fracturas ipsilaterales de cuello con fractura diafisaria de fémur.

Contraindicaciones: fracturas intertrocantericas y alergia al titanio o al acero.

Diseño: Clavo canulado para ser bloqueado proximalmente con dos opciones.

- Bloqueo de Reconstrucción con dos tornillos proximales al cuello de 6.4 mm.

- Bloqueo estándar con dos orificios proximales, uno oblicuo superior y uno transverso inferior


direccionados al trocánter menor para pernos de 5.0 mm. A nivel distal dos orificios transversos , uno superior estático y uno inferior dinámico para bloqueos con pernos de 5.0 mm.



GAMMA III
RECONSTRUCCIÓN
Y STANDART

GAMMA III CORT

Ø	LONGITUD (mm)
9.5	
10	180/200/ 220/240
11	



10630

Ø	LONGITUD (mm)
L	9.5
R	
L	10
R	320 - 420
L	11
R	
L	12
R	

TORNILLO DE BLOQUEO



10624

Ø	LONGITUD (mm)
5	26 ~ 60 de 2 en 2 64/68/72/74/76/78/ 80/85/90/95/100

TAPÓN DE CIERRE



10631

ALTURA
0

TORNILLO GAMMA III



10633

Ø	LONGITUD (mm)
6.4	65 ~ 115 de 5 en 5 65/70/75/80/90/95/ 100/105/110/115

TAPON DE CIERRE
(Extra Largo)



10632

ALTURA
5/10/15/20

TÉCNICA QUIRÚRGICA

CLAVO GAMMA III DE RECONSTRUCCIÓN



CliniServices

www.paginaclini.services.com

