



## PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL AV 3.5 MM



# FICHA TÉCNICA

## PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL AV 3.5 MM



**Nombre producto:** PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL

LATERAL AV 3.5 mm

**Marca:** WASTON

**Material:** Acero

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril, No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** Indicado para fracturas de platillos tibiales.

**Otras Indicaciones:** Paciente osteopénico con fracturas de tibia proximal.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada.

**Diseño:** Placa anatómica con diseño en bajo perfil proximal utilizando 4 tornillos de bloqueo de 3.5 superior Ángulo Variable y tres tornillos en la zona metafisaria de 3.5 mm bloqueados, diseñada con perfil bajo distal y puede utilizar tornillos corticales de 3.5 y bloqueados de 3.5 mm, viene derechas e izquierdas. Placa con orificios combinados.

### PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL LATERAL AV 3.5 mm

NÚMERO DE ORIFICIOS	LATERALIDAD DE LA PLACA	REFERENCIA	LONGITUD DE LA PLACA
4	IZQ.	60727004	81.5 mm
	DER.	60727104	
5	IZQ.	60727001	94.5 mm
	DER.	60727105	
6	IZQ.	60727006	107.5 mm
	DER.	60727106	
8	IZQ.	60727008	133.5 mm
	DER.	60727108	
10	IZQ.	60727010	159.5 mm
	DER.	60727110	
12	IZQ.	60727012	185.5 mm
	DER.	60727112	

Para ver la técnica quirúrgica de este producto, escanee el código QR

