



PLACA DORSAL-ARTRODESIS METATARSO-CUNEIFORME



FICHA TÉCNICA

PLACA DORSAL-ARTRODESIS METATARSO-CUNEIFORME



Nombre producto: PLACA
DORSAL-ARTRODESIS
METATARSO-CUNEIFORME

Marca: WASTON

Material: Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril, No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para Artrodesis y fusiones metatarso-cuneiforme.

Otras Indicaciones: Fracturas de los metatarsos.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Diseño anatómico es ideal para la reducción no es necesario pre doblar la placa antes del procedimiento quirúrgico. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie. Tiene orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 2.7 mm y 3.0 mm.

PLACA DORSAL-ARTRODESIS METATARSO-CUNEIFORME

REFERENCIA

10806-005

LATERALIDAD

ESTÁNDAR



CliniServices

