



PLACA LOC DE FÉMUR PROXIMAL LATERAL 5.0 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA LOC DE FÉMUR PROXIMAL LATERAL 5.0 MM



Nombre producto: PLACA LOC DE FÉMUR PROXIMAL LATERAL 5.0 mm

Marca: WASTON

Material: Acero

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas proximales de Fémur.

Otras Indicaciones: Correcciones en deformidades del fémur proximal, paciente osteopéico y fracturas trocantericas.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa con orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica, con diseño en bajo perfil. Puede utilizar tornillos corticales 4.5 mm, bloqueados de 5.0 mm y esponjosos de 6.5 mm. viene derechas e izquierdas.

**PLACA LOC DE FÉMUR
PROXIMAL
LATERAL 5.0 mm**

10721

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
5	136 mm
7	172 mm
9	208 mm
11	244 mm
13	280 mm

TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC DE FÉMUR PROXIMAL
LATERAL 5.0 MM



CliniServices

www.paginaclini.services.com

