



PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL AV 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL AV 3.5 MM



Nombre producto: PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL AV 3.5 mm

Marca: WASTON

Material: Acero

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas de platillos tibiales. Otras indicaciones: Paciente osteopénico con fracturas de tibia proximal.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada y pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa anatómica con diseño en bajo perfil proximal utilizando 3 tornillos de bloqueo de 3.5 mm en la parte superior ángulo variable y dos tornillos en la zona metafisiaria de 3.5 mm bloqueados, diseñada con perfil bajo en el área distal; puede utilizar tornillos corticales de 3.5 mm y bloqueados de 3.5 mm. Viene derechas e izquierdas. Placa con orificios combinados.

PLACA LOC DE TIBIA PROXIMAL MEDIAL AV 3.5 mm

NÚMERO DE ORIFICIOS	LATERALIDAD DE LA PLACA	REFERENCIA	LONGITUD DE LA PLACA
4	IZQ.	60726004	97.5 mm
	DER.	60726104	
5	IZQ.	60726005	110.5 mm
	DER.	60726105	
6	IZQ.	60726006	143.5 mm
	DER.	60726106	
8	IZQ.	60726008	149.5 mm
	DER.	60726108	
10	IZQ.	60726010	175.5 mm
	DER.	60726110	
12	IZQ.	60726012	201.5 mm
	DER.	60726112	