



PLACA ARTRODESIS DORSAL 2° METATARSO-CUNEIFORME



FICHA TÉCNICA

PLACA ARTRODESIS DORSAL 2° METATARSO-CUNEIFORME



Nombre producto: PLACA ARTRODESIS DORSAL SEGUNDO METATARSO-CUNEIFORME

Marca: WASTON

Material: Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para artrodesis de la articulación segundo metatarsiano cuneiforme.

Otras Indicaciones: Fusiones y fracturas de los metatarsianos.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada.

Diseño: Diseño anatómico es ideal para la reducción no es necesario pre doblar la placa antes del procedimiento quirúrgico. La placa y los tornillos están diseñados en función a la curvatura de la anatomía del pie. El grosor de la placa es de 1.5 mm, con orificios combinados que permite tornillos bloqueados y corticales de 2.7 mm y 3.0 mm.

PLACA ARTRODESIS DORSAL SEGUNDO METATARSO-CUNEIFORME

| REFERENCIA | LATERALIDAD | ORIFICIOS | |
|------------|-------------|-----------|--------|
| | | CABEZA | CUERPO |
| 10808-007 | IZQ. | 3 | 5 |
| 10808-008 | | 4 | 5 |
| 10808-107 | DER. | 3 | 5 |
| 10808-108 | | 4 | 5 |