



## PLACA LOC ANGOSTA 4.5 MM



# FICHA TÉCNICA

## PLACA LOC ANGOSTA 4.5 MM

**Nombre producto:** PLACA LOC ANGOSTA DE 4.5 mm

**Marca:** WASTON

**Material:** Acero y Titanio

**Empaque:** Una pieza por paquete.

**Esterilización:** Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

**Uso:** indicado para fracturas diafisarias de tibia.

**Otras Indicaciones:** Corrección de deformidades diafisarias de tibia, paciente osteopénico y fracturas de alto impacto en tibia.

**Contraindicaciones:** Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

**Diseño:** Placa recta con diseño en bajo perfil, orificios combinados para bloqueo y compresión dinámica. Puede utilizar tornillos corticales de 4.5 mm, bloqueados de 5,0mm y esponjosos de 6.5 mm



### PLACA LOC ANGOSTA 4.5 mm

10702

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
6	109 mm
7	127 mm
8	145 mm
9	163 mm
10	181 mm
12	217 mm
14	253 mm
16	289 mm

# TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC ANGOSTA 4.5 MM



## CliniServices

[www.paginacliniervices.com](http://www.paginacliniervices.com)

