



PLACA LOC CALCÁNEO 3.5 MM



FICHA TÉCNICA

PLACA LOC CALCÁNEO 3.5 MM



Nombre producto: PLACA LOC CALCÁNEO 3.5 MM

Marca: WASTON

Material: Acero y Titanio

Empaque: Una pieza por paquete.

Esterilización: Producto no estéril. No debe usarse sin esterilizar.

Uso: Indicado para fracturas intra y extraarticulares de calcáneo.

Otras Indicaciones: Fracturas impactadas y de alto impacto que requieran reconstrucción articular del retropié.

Contraindicaciones: Uso fuera de la región anatómica indicada, pacientes con alergia al titanio o al acero.

Diseño: Placa anatómica con 15 orificios de bloqueo con un perfil bajo para adaptarse a diferentes anatomías. Disponibilidad de placas derecha e izquierda para tornillos de bloqueo y corticales de 3.5 mm, y esponjosos de 4.0 mm. Permite cortar los orificios que no sean necesarios dependiendo del tipo de fractura.



PLACA LOC CALCÁNEO 3.5 mm

10730

NÚMERO DE ORIFICIOS	LONGITUD DE LA PLACA
15	57 mm
15	67 mm



TÉCNICA QUIRÚRGICA

PLACA LOC CALCÁNEO 3.5 MM



CliniServices

www.paginacliniervices.com

